

PÉČE O SPORTOVNÍ CHRÁNIČ, DLAHU PROTI BRUXISMU A NOSIČ NA BĚLENÍ ZUBŮ



Sportovní chránič, dlaha proti skřípání zubů či nosič na bělení zubů jsou fóliové zdravotnické prostředky vyrobené technikou tepelného tvarování fólií.

Po každém použití je potřeba fóliový zdravotnický prostředek důkladně opláchnout tekoucí vodou. K odstranění plaku, slin a všech nečistot je doporučeno používat měkký kartáček a tekuté mýdlo a opětovné opláchnutí tekoucí vodou.

Je možné používat i čistící tablety k čištění snímatelných zubních náhrad, při jejich používání postupujte podle příbalové informace od výrobce.

Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, ty mohou povrch fóliového zdravotnického prostředku poškrábat a způsobit tak zvýšené zanášení nečistotami, rychlejší usazování plaku a kamene a následně způsobit vznik zápachu.

Fóliový zdravotnický prostředek by měl být vyměněn ve chvíli, kdy již neplní správně svoji funkci (je prokousaný nebo jinak poničený, nebude správně sedět či bude dráždit sliznici).

Upozornění:

Fóliový zdravotnický prostředek by neměl přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem.

Fóliový zdravotnický prostředek nesmí přijít do styku s horkou vodou a sálavým teplem (topná tělesa, kamna).

Nikdy fóliový zdravotnický prostředek nevyvažujte a nekládejte do mikrovlnné trouby!

Poučení: Při výskytu alergické reakce či jiné nežádoucí příhody během používání zdravotnického prostředku kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře a výrobce, při výskytu závažné nežádoucí příhody kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře, výrobce a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Prohlášení o zdravotnickém prostředku na zakázku:

Zdravotnický prostředek, který je určen pro výlučné použití uvedeným pacientem, je ve shodě s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost stanovenými v příloze I a řídí se postupem určeným v příloze XIII Nařízení (EU) 2017/745.

MD

Prostředek na zakázku

Identifikační číslo: